

*AnnoTek*

AP-60

تنومتر اپلنیشن

# Applanation Tonometer



شرکت پرتو صنعت پیرامون

# AnnoTek

## تنومتر اپلنیشن

### گلدمن پریزم

تعداد سه عدد گلدمن پریزم همراه با تنومتر ارائه می گردد . این پریزم ها کاملا استاندارد بوده و با دیگر تنومترهای گلدمن کاملا همخوانی دارند .

### ساختار

این تنومتر بر اساس ساختار گلدمن طراحی شده و مزاحمتی برای کار با اسلیت لامپ ایجاد نمی کند .

### کالیبراسیون

همراه با تنومتر تعداد چهار وزنه تست کالیبراسیون تحویل می گردد که کاربر را از کالیبره بودن آن مطمئن می کند .

### تلرانس

تلرانس یا همان میزان خطای این تنومتر حداکثر 0.066 KPa یا معادل 0.5 mmHg است .

## Specifications

Measuring Rang	0 ~ 10.64 Kpa (0 ~ 8 mmHg)
Light Ring Displacement	1.53 * 2 = 3.06 mm
Diameter of Prism Head	7 mm
Moving Rang of Prism Head	3 mm
Weight	300 g

### Accessories:

- 1- Goldman Prism 3 PCs
- 2- Calibration Weights 4 PCs
- 3- Accessory Case 1 PC
- 4- Tonometer Mont 1 PC

**AnnoTek**

Parto Sanat Piramoon , AnnoTek , LTD

Address : No. 69/1 , Nasserin 6 , Ahrar St. , Valfajr Blvd , Amirkabir Blvd , Shiraz , Iran

Telephone : +98 71 38332486

Facsimile : +98 71 38328514

Cellphone : +98 9173172101

Email : sales@annotek.de

URL : http://www.annotek.de

آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - بلوار والفجر - خیابان احرار - ناصرین ۶ - پلاک ۶۹/۱

شرکت پرتو صنعت پیرامون