

AnnoTek

LM-300

اتولنزومتر دیجیتال

Digital Auto Lens Meter



شرکت پرتو صنعت پیرامون

AnnoTek

اتولنزومتر دیجیتال

صفحه نمایش

دارای صفحه نمایش لمسی هفت اینچی تا شو رنگی که امکان کاربری راحت تری را برای کاربر ایجاد میکند .

سنسور

اندازه گیری لنز توسط سنسور هارتمن با 108 نقطه اندازه گیری که باعث بالا رفتن دقت در اندازه گیری می شود .

اندازه گیری

قابلیت اندازه گیری تا 25 دیوپتر و سیلندر تا 10 دیوپتر و همچنین پریزم تا 10 دلتا

لنزهای تدریجی (Progressive)

دارای سیستم اندازه گیری لنزهای تدریجی تا ادیشنال 10 با سیستم راهنمای کاربر .

Specifications

Measurement Rang	
Display	7.0 Inch Color LCD Tilt able Touch Panel
Sensor	Hartman Sensor with 108 Multiple Points
Sph. Lenses	0 ~ +/- 25D
Cyl. Lenses	0 ~ +/- 25D
Cyl. Axix Angle	0 ~ 180 Degree
Prism	0 ~ 10 Δ
ADD	0 ~ 10 D
Printer	Fast Thermal Printer
UV	Dying Lens and Sunglasses Measure
Power Supply	AC 100 ~ 240 V , 50/60 HZ , 30W
Dimensions	215 (W) * 252 (D) * 428 (H)
Weight	5 Kg
PD Measure	No

AnnoTek

Parto Sanat Piramoon , AnnoTek , LTD

Address : No. 69/1 , Nasserin 6 , Ahrar St. , Valfajr Blvd , Amirkabir Blvd , Shiraz , Iran
Telephone : +98 71 38332486
Facsimile : +98 71 38328514
Cellphone : +98 9173172101
Email : sales@annotek.de
URL : http://www.annotek.de

آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - بلوار والفجر - خیابان احرار - ناصرین ۶ - پلاک ۶۹/۱
شرکت پرتو صنعت پیرامون