

AnnoTek

SL-10

اسلیٹ لامپ

Slit Lamp



شرکت پرتو صنعت پیرامون

AnnoTek

اسلیت لامپ

نور اسلیت

نور اسلیت طبق استاندارد از صفر الی ده میلیمتر از پهنا و همچنین از ارتفاع قابل تنظیم است. همچنین نور اسلیت قابلیت چرخش از صفر تا 180 درجه را دارد.

فیلتر

دارای چهار فیلتر کاربردی نور سرد و طوسی و Red Free و همچنین کبالت آبی می باشد.

بزرگ نمایی

دارای دسته تغییر بزرگنمایی استاندارد 10X و 16X که براحتی میتوان در حین کار بزرگنمایی را تغییر داد.

منبع نور

برای منبع نور این اسلیت لامپ، از لامپ هالوژن 12 ولت 50 وات استفاده شده که درخشش و وضوح بسیار خوبی را جهت معاینه ایجاد می کند.

Specifications

Microscope	Microscope Type	Converging Stereomicroscope
	Eye Piece	10X
	Magnification	10X & 16X
	Field of View	23mm & 14mm
	Adjustable Pupil Distance	55 ~ 75mm
Slit	Adjustable Diopter	+/- 8D
	Slit Width	0 ~ 10mm Adjustable
	Slit Length	1 ~ 10mm Adjustable
	Slit Angle	0 ~ 180 Degree Adjustable
	Filter	Heat Absorption – Gray – Red Free – Cobalt Blue
	Aperture Diameter	0.2 & 2.0 & 3.0 & 5.0 & 8.0 & 10mm
Power	Illumination Bulb	12V , 50W Halogen Bulb
	Voltage / Frequency	AC 220V 50HZ / AC 110V 60HZ
	Power	80VA

AnnoTek

Parto Sanat Piramoon , AnnoTek , LTD

Address : No. 69/1 , Nasserin 6 , Ahrar St. , Valfajr Blvd , Amirkabir Blvd , Shiraz , Iran
Telephone : +98 71 38332486
Facsimile : +98 71 38328514
Cellphone : +98 9173172101
Email : sales@annotek.de
URL : http://www.annotek.de

آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - بلوار والفجر - خیابان احرار - ناصربین ۶ - پلاک ۶۹/۱

شرکت پرتو صنعت پیرامون